


HOMEDICS



mē

**Reducción permanente del vello para todos  
los tipos de piel**

Guía para el usuario

# Índice

Introducción .....	1
¿Qué es la Sinergia Electro Óptica (elös)? .....	2
Contenido del paquete. ....	3
Información de seguridad importante. ....	6
Posibles efectos secundarios y reacciones en la piel .....	9
¿Cuál es el uso previsto de mē? .....	10
Cómo usar su sistema mē .....	11
Limpieza y almacenamiento. ....	14
Cómo reemplazar su cartucho / rasuradora / depiladora / adaptador para el rostro	15
Viajar con su sistema mē .....	17
Resolución de problemas .....	18
Garantía y servicio de mantenimiento .....	20
Información del fabricante .....	21
Especificaciones .....	23

## Introducción...

¡Felicitaciones por comprar su sistema mē! mē es un dispositivo innovador que puede ser utilizado en la comodidad y la privacidad de su propio hogar para el tratamiento del vello no deseado.

mē es el único dispositivo de eliminación permanente del vello de uso en el hogar que utiliza tecnología eIos y que ha demostrado clínicamente ser seguro y eficaz para todos los tonos de piel. Suave, fácil de usar y con un tratamiento en tan solo unos minutos, ahora puede experimentar la libertad de una piel sedosa y lisa sin las complicaciones del rasurado y de la depilación con cera.


### Prevención eficaz del resurgimiento del vello

La reducción del vello es un proceso gradual y acumulativo. Nuestros estudios clínicos han demostrado que el uso de mē reduce el crecimiento del vello.

El tiempo que lleva notar resultados visibles y la duración de los resultados varían de una persona a otra.

Se recomiendan tratamientos periódicos para mantener estos resultados.

Los estudios clínicos han demostrado que cuando el vello comienza a crecer entre cada tratamiento, lo hace en menor cantidad.



## ¿Qué es la Sinergia Electro Óptica (elös)?

La Sinergia Electro Óptica (elös) es la tecnología exclusiva y patentada que potencia la capacidad de mē para eliminar el vello no deseado. Combina dos tipos de energía: la Luz Pulsada Intensa (IPL, por sus siglas en inglés) y la Radiofrecuencia (RF) para eliminar el vello de manera selectiva apuntando al folículo piloso de manera segura y eficaz.

Inventada por el Dr. Shimon Eckhouse, la tecnología elös solo estaba disponible para los médicos, a través de dispositivos para la eliminación profesional del vello. Sin embargo, ahora está al alcance de los consumidores directamente a través del dispositivo mē.

### ¿Cómo funciona la Sinergia Electro Óptica (elös)?

La tecnología elös libera calor selectivamente de la energía IPL y RF al folículo piloso, afectando el origen del crecimiento del vello. El folículo piloso se destruye, mediante lo cual se elimina y reduce la cantidad de vello restante en la zona tratada. La tecnología elös incluso puede utilizarse en forma segura y eficaz en todos los tipos de piel, lo que comprende la piel naturalmente oscura.

### Ciclo de crecimiento del vello

Todo el vello que tenemos en nuestro cuerpo atraviesa un ciclo de crecimiento completo, desde una fase activa hasta una fase de reposo. Los tratamientos a base de luz funcionan mejor sobre el vello en su fase activa. Cuánto dura cada ciclo varía de una persona a otra y entre las diferentes partes del cuerpo. Otros factores, como la genética, el metabolismo y la edad, también influyen en la duración de cada etapa de crecimiento.

### Qué puede esperar de su tratamiento

Deberá tratar las zonas de vello no deseado varias veces para poder apuntar al vello en el ciclo activo.

Después del tratamiento de un folículo piloso, el vello puede tardar en caerse entre una y dos semanas.

Durante este período, quizás parezca que el vello sigue creciendo, pero en realidad es que está siendo "empujado hacia fuera".

Quizás llegues a ver o no estas raíces de vello que se empujan fuera de la piel.

## Contenido del paquete:

Dentro del estuche de su mē encontrará lo siguiente:

- Sistema mē con un cartucho y una tapa de protección ya instalados
- Adaptador facial
- Tapa de protección (ya instalada)
- Tapa de protección elōs
- Cable
- Guía para el usuario
- Gafas protectoras para el tratamiento facial
- Cepillo de limpieza

### Accesorios adicionales


Se venden por separado

- Rasuradora
- Depiladora
- Cartucho elōs de reemplazo




## mē incluye los siguientes componentes:

1. Unidad base.
2. Soporte.
3. Panel de control con:
  - botón de encendido
  - botones de configuración de potencia elōs
  - Indicador que señala cuando el cartucho elōs se ha acabado y debe ser reemplazado
  - Botón de activación del accesorio
4. Aplicador (manual con cable).
5. Cartucho elōs con ventana de salida elōs y barras de contacto de RF.



## En el aplicador y el cartucho usted encontrará

1. Ventana de salida de los impulsos elōs .
2. Barras de contacto con la piel de RF: Las 2 barras de RF deben estar en contacto completo con la piel para que se emitan los impulsos de luz.
3. Cartucho: El cartucho viene unido al aplicador y viene precargado con impulsos de luz. Deberá reemplazar el cartucho cuando la luz indicadora Empty (Vacío) en la unidad base esté roja.
4. Botón de activación elōs.
5. Salida de refrigeración.
6. Tapa de protección.



**Nota:** Si no tiene un cartucho de reemplazo, asegúrese de colocar la tapa de protección elōs en lugar del cartucho usado. El objetivo de esto es proteger las partes internas del aplicador.

## Información de seguridad importante

### Información de seguridad importante - ¡Leer antes de usar!

Lea todas las advertencias e información de seguridad en el manual del usuario antes de utilizar el sistema mē.

Siga siempre las precauciones de seguridad básicas cuando utilice cualquier producto eléctrico.

mē no está diseñado para todos. Lea esta Guía para el usuario antes de utilizarlo. Asegúrese de respetar todas las advertencias. Tampoco utilice el dispositivo si no es adecuado para usted (ver la sección Contraindicaciones a continuación).

### Cuándo no se debe usar mē / Contraindicaciones

- **NO** lo use si su piel está bronceada o quemada por haber estado expuesta al sol o a camas solares o cremas bronceadoras (autobronceantes). Esto puede producir el blanqueamiento temporal o permanente de la piel. Espere 2 semanas hasta que la quemadura solar o el bronceado hayan desaparecido antes de utilizar el sistema.
- **NO** exponga al sol las zonas tratadas. Espere por lo menos 24 horas después del tratamiento para exponer la piel tratada al sol o broncearse con luz artificial. Incluso después de 24 horas, asegúrese de que la piel tratada no esté enrojecida por el tratamiento antes de exponerse al sol.
- **NO** olvide proteger bien la piel tratada con pantalla solar durante el período de eliminación del vello.
- **NO** lo use si está embarazada, intentando quedar embarazada (concebir) o amamantando. mē no ha sido probado en mujeres embarazadas o que estén amamantando.
- **NO** lo use si tiene epilepsia o convulsiones o migrañas inducidas por la luz. Los destellos de energía podrían causar migraña y dolores de cabeza severos.
- **NO** lo use sobre tatuajes, manchas de color marrón oscuro o negro (como pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas). Los tatuajes o las manchas oscuras pueden absorber demasiada energía luminica, lo cual podría producir inflamación de la piel, ampollas, o decoloración o blanqueamiento de la piel temporales o permanentes.

- **NO** lo use alrededor de los ojos, en la cabeza, las orejas, los pezones, los genitales ni alrededor del ano. El uso en estas zonas podría producir inflamación de la piel, ampollas, o decoloración o blanqueamiento de la piel temporal o permanente.
- **NO** lo use si es menor de 18 años. No se conocen los efectos del uso de mē en las personas de este grupo de edad.
- **NO** lo use si tiene alguna afección de la piel en la zona de tratamiento, incluido acné, llagas, psoriasis, eccema, quemaduras, herpes simplex, heridas o un sarpullido. Estas afecciones pueden hacer que la piel se torne más sensible al tratamiento lumínico y podrían hacer que el tratamiento produzca molestias, o cause inflamación, ampollas o infección. Espere hasta que la zona afectada se cure para utilizarlo. Si no está seguro de que su afección de la piel se ha curado lo suficiente para utilizar el dispositivo, por favor consulte a su médico.

#### ADVERTENCIAS:

- **NO** abra la tapa externa de mē ni toque ninguna de las piezas internas. No intente reparar su dispositivo. Intentar abrir el sistema también puede dañar el dispositivo y anulará su garantía.  
Contacte a Servicio al Cliente si tiene un dispositivo roto o dañado que necesita reparación. No respetar estas advertencias puede producir electrocución o descarga eléctrica.
- **NO** use mē donde pueda entrar en contacto con líquidos o humedecerse. Esto puede causar descarga eléctrica. Si el sistema se cae dentro de un líquido, desenchúfelo de inmediato. No saque el sistema del líquido hasta que lo haya desenchufado. No vuelva a usar el sistema y contacte a Servicio al Cliente.
- **NO** sostenga la ventana del aplicador **sin moverla** sobre un punto fijo en la piel y emita varios impulsos de luz sobre la piel. Si lo hace, se acumulará demasiado calor y podría producir inflamación de la piel, ampollas, o cambios temporales o permanentes en el color de su piel. Después de cada destello, mueva la ventana de tratamiento a un punto en la piel cercano. **Espere por lo menos 10 segundos antes de regresar a un punto en la piel previamente tratado.**
- **NO** use mē si alguna de sus piezas muestran signos de daño. Esto podría producir una lesión.

- **NO** cubra ninguna de las ranuras de ventilación durante el uso, ya que ellas contribuyen a mantener el dispositivo frío durante el funcionamiento. Cubrir las ranuras de ventilación podría recalentar el dispositivo.
- **¡MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!** mē es un dispositivo de alta potencia y no debe ser utilizado por ninguna persona menor de 18 años.
- **NO** deje mē sin vigilancia cerca de los niños, ya que los cables representan un riesgo de estrangulamiento. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- **NO** lo use si su piel es sensible a la luz. Esta condición podría hacer que el tratamiento lumínico le produzca molestias o provocar inflamación de la piel, ampollas o infección. A fin de determinar si puede usar mē, haga una prueba en una superficie pequeña de piel. Luego espere 30 minutos para comprobar si se produce alguna reacción en la piel. Solo puede usar mē si no se producen reacciones en la piel y si la piel tiene un aspecto normal.
- **NO** use mē en ninguna zona en la que quizás desee que el vello vuelva a crecer.
- **NO** use el sistema con una temperatura superior a 86 °F (30 °C). Si el sistema se calienta, es posible que no funcione bien y que provoque una lesión.

## Posibles efectos secundarios y reacciones en la piel

El uso de mē podría producir posibles efectos secundarios.

Estas reacciones son poco frecuentes y deberían desaparecer en un breve lapso.

Sin embargo, cualquier tratamiento cosmético podría involucrar cierto grado de riesgo.

En la tabla a continuación, se describen posibles reacciones poco frecuentes, y las medidas recomendadas.

La reacción	Medida recomendada
Cambios en el color o la textura de la piel que pueden ser permanentes	Pueden ocurrir en el momento del tratamiento o con posterioridad. Si no mejora en un período de 24 horas, consulte a su médico.
Enrojecimiento de la piel	Puede ocurrir en el momento del tratamiento o con posterioridad. Si no mejora en un período de 24 horas, consulte a su médico.
Escozor en la zona tratada	Enfríe la zona con compresas frías (pero no con hielo ni almohadillas de hielo). Si el escozor continúa, consulte a su médico.
Brote de acné	Si no mejora en un período de 24 horas, consulte a su médico.
Ampollas o ardor en la piel	Enfríe la zona de inmediato con compresas frescas/frías (pero no con hielo ni almohadillas de hielo). Contacte a su médico.
Cicatrices permanentes o pérdida de tejido cutáneo y depresiones	Pueden ocurrir en el momento del tratamiento o con posterioridad. Si no mejora en un período de 24 horas, consulte a su médico.
Dolor poco común	Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

## ¿Cuál es el uso previsto de mē?

El objetivo previsto de mē es reducir el vello no deseado en forma permanente.

### Tono de la piel

mē está diseñado para ser utilizado sobre TODOS los tipos de piel (el color de piel con el que nació).



### Color del vello

mē está diseñado para ser utilizado con TODOS los colores de vello.

**Nota:** Para obtener resultados eficaces, se requiere el uso del accesorio de depilación para el tratamiento corporal del vello por naturaleza rubio ceniza, rojo y blanco/canoso. La depiladora no debe utilizarse en el rostro.

### Áreas del cuerpo

mē está diseñado para ser utilizado por hombres y mujeres sobre el vello corporal debajo del cuello, y para las mujeres sobre el vello facial debajo de la línea de las mejillas.



**Nota:** El tratamiento facial es diferente al tratamiento corporal. Asegúrese de leer toda la guía para el usuario antes de comenzar.

## Modo de uso

### Paso 1: cómo prepararse para më

Elimine el vello en la zona que tiene intención de tratar (o como alternativa, utilice los accesorios de depilación/rasurado më específicos).

### Paso 2: prueba de sensibilidad de la piel

Antes de utilizar el sistema por primera vez, elija una zona pequeña cerca del área que desea tratar con el fin de realizar una prueba de sensibilidad de la piel. Siga las instrucciones de tratamiento a continuación. Luego de la prueba en la piel, espere 30 minutos y controle su piel para ver si se produjo alguna reacción. Si la piel tiene un aspecto normal y no está enrojecida ni presenta ninguna otra reacción, entonces estará listo para realizar un tratamiento completo en el resto de la superficie corporal. Elija la configuración eløs que no haya producido ninguna reacción al realizar un tratamiento completo.

### Paso 3: tratamiento con më

#### Cuerpo:

1. Pulse el botón de encendido en la unidad base para iniciar el sistema.
2. Pulse el botón eløs en la base y seleccione el nivel eløs correspondiente ('Low' [bajo], 'Medium' [medio] o 'High' [alto]). Se recomienda comenzar con el nivel Bajo ('Low'), y si se siente cómoda, elija un nivel eløs más alto.
3. Si utiliza la rasuradora/depiladora designada, conéctela en lugar de la tapa de protección y pulse el botón del accesorio en el panel de control una vez para poner en marcha el mecanismo de la depiladora a velocidad baja. Si lo desea, vuelva a pulsarlo para que la depiladora funcione a alta velocidad. El cartucho de la rasuradora funciona solo en el nivel de velocidad 1.
4. Pulse el botón de activación eløs en el aplicador.
5. Coloque el aplicador en la zona que desea tratar, asegurándose de que las dos barras plateadas de emisión de RF estén en contacto total con la piel. No presione; solo toque la piel suavemente. El sistema comenzará a emitir impulsos eløs.
6. Deslice el aplicador lentamente y en forma continua sobre la zona de tratamiento sin detenerse en un lugar. No regrese al mismo lugar durante por lo menos 10 segundos.

#### Rostro:

Eliminar el vello no deseado del rostro es muy diferente de eliminar el vello no deseado del cuerpo. Por favor, lea bien la guía para el usuario antes de comenzar a eliminar el vello facial con su më.

Al tratar el vello facial, se recomienda usar el adaptador para el rostro. El adaptador para el rostro ha sido diseñado para ajustarse a zonas de tratamiento del rostro más pequeñas y delicadas. Libera energía en el modo de impulso individual al nivel de potencia deseado. El adaptador para el rostro puede estar incluido en este paquete (las configuraciones varían) o puede comprarse por separado como un accesorio.

### Tonos de la piel del rostro

Asegúrese de realizar una prueba de sensibilidad de la piel antes de comenzar su tratamiento (consulte la guía para el usuario para obtener más información).

1. Limpie su piel y elimine el vello de la superficie de la piel. Puede utilizar una pinza, cera, rasuradora, etc. No utilice el accesorio de depilación mē en su rostro, ya que no fue diseñado para uso facial.
2. Use un delineador de ojos blanco para cubrir áreas que no deben tratarse, como los bordes de los labios y los lunares faciales.
3. Elija un entorno con mucha luz natural.
4. Encienda su dispositivo mē y seleccione el primer nivel elōs en la unidad base, que es Bajo. Colóquese las gafas protectoras incluidas o anteojos de sol. Si tiene un adaptador para el rostro, retire la tapa de protección del accesorio y conecte el adaptador para el rostro. El adaptador para el rostro permitirá que el sistema solo emita impulsos individuales con el nivel de potencia deseado.
5. Pulse el botón de activación del cartucho elōs en el aplicador para encender el aplicador.
6. Coloque suavemente el aplicador sobre la zona que desea tratar. Vuelva a pulsar el botón de activación del cartucho elōs para aplicar un solo impulso. Si se siente cómoda, puede cambiar el nivel de elōs de Bajo ('Low') a Mediano ('Med') o Alto ('High').
7. Vuelva a colocar el aplicador sobre la siguiente zona a tratar y pulse nuevamente el botón de activación elōs para aplicar otro impulso. Repita los pasos anteriores hasta que haya cubierto toda la zona del rostro. Espere por lo menos 10 segundos antes de volver a tratar el mismo punto.

**Nota:** Comience con el nivel elōs bajo ('LOW') y, si se siente cómoda, puede aumentar el nivel de elōs para obtener mejores resultados.

## cómo mantener su piel suave

Para obtener mejores resultados, use mē en la misma zona del cuerpo una vez por semana durante las primeras 7 veces. Si realiza tratamientos de mantenimiento adicionales, después de los primeros 7 tratamientos, los resultados de la eliminación del vello durarán más.

Le recomendamos aplicar el tratamiento para el rostro cada 1 o 2 semanas.



**Nota:** Si siente que el vello es demasiado visible, puede aplicarlo en esa zona específica cada 2 días.

## duraciones de los tratamientos

Para obtener resultados eficaces, mē debe utilizarse de acuerdo con la tabla a continuación:




**Nota:** Comience en el nivel elōs BAJO ("LOW"). Si se siente cómoda, aumente la configuración de elōs para una mayor eficacia.

## ¿ha terminado de usar mē?

1. Apague el sistema mē pulsando el botón de encendido en la unidad base.
2. Coloque el aplicador en su soporte en la unidad base y desconecte la unidad del tomacorriente.
3. Limpie la ventana de salida de luz del cartucho con un paño húmedo sin alcohol o con una toallita suave. Limpie también los accesorios.
4. Guarde el sistema en un lugar fresco y seco FUERA del alcance de los niños.
5. Enjuague su piel suavemente con agua tibia y seque con golpecitos.
6. Aplique con cuidado crema humectante o gel con aloe vera sobre su piel.

## Limpeza y almacenamiento

1. Coloque el aplicador en su soporte en la unidad base.
2. Apague el sistema pulsando el botón de encendido en la unidad base.
3. Enjuague suavemente su piel con agua tibia.
4. Aplique crema humectante con delicadeza a sobre su piel.
5. Desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico.
6. Limpie la ventana de salida de luz del cartucho con un paño húmedo sin alcohol o con una toallita suave.
7. **Si ha utilizado la rasuradora o la depiladora mē designada:** Retire la rasuradora o la depiladora del aplicador y coloque la tapa de protección en su lugar. Use el cepillo de limpieza suministrado para limpiar los accesorios. Se recomienda usar un pañuelo suave o toallitas húmedas sin alcohol para la limpieza.
8. **Si ha utilizado el adaptador para el rostro mē designado:** Retire el adaptador para el rostro del aplicador y coloque la tapa de protección en su lugar. Limpie la superficie externa usando SOLAMENTE un paño suave seco o una toallita húmeda sin alcohol.
9. Limpie la superficie externa del sistema mē usando SOLAMENTE un paño suave seco o una toallita húmeda sin alcohol.
10. Guarde el sistema en un lugar fresco y seco FUERA del alcance de los niños.




## Cuidado posterior al tratamiento

Enjuague su piel suavemente con agua tibia y seque con golpecitos. No olvide proteger bien la piel tratada con pantalla solar durante el período de eliminación del vello. Si desatiende esta advertencia, podría producirse inflamación de la piel, ampollas, decoloración o blanqueamiento u oscurecimiento de la piel temporal o permanente.

## Cómo reemplazar su cartucho / rasuradora / depiladora / adaptador para el rostro



### Reemplazo de su cartucho:

1. Asegúrese de que el sistema mē esté apagado y el cable desenchufado del tomacorriente eléctrico de pared.
2. Retire el cartucho anterior del aplicador tirando del cartucho suavemente hacia fuera.
3. Deseche el cartucho anterior de manera segura, de acuerdo con las instrucciones de la página 16.
4. Saque el nuevo cartucho de su envase de protección. Intente evitar tocar el vidrio. Las huellas digitales o los aceites de su piel interfieren con el paso de la luz a través del vidrio, y esto reducirá el éxito del tratamiento.
5. Deslice el nuevo cartucho suavemente dentro del aplicador hasta que sienta que encajó bien en su lugar.
6. Coloque el aplicador en el soporte de la unidad base antes de encender el sistema mē.



## Reemplazo de su rasuradora, depiladora o adaptador para el rostro mē designado:

1. Asegúrese de que el sistema mē esté apagado y el cable enchufado del tomacorriente eléctrico de pared.
2. Retire la tapa de protección del aplicador tirándola suavemente hacia fuera.
3. Saque la rasuradora, la depiladora o el adaptador para el rostro de su envase de protección. Deslícelo suavemente dentro del aplicador hasta que sienta que encajó bien en su lugar.
4. Coloque el aplicador en el soporte de la unidad base antes de encender el sistema mē.
5. Encienda el sistema mē. Su sistema mē está listo para ser utilizado.



## Eliminación del cartucho

- a. Si no tiene un nuevo cartucho, asegúrese de colocar la tapa de protección en lugar del cartucho usado para proteger las piezas internas del sistema.
- b. Siga las reglamentaciones del sitio donde vive para la eliminación de sistemas eléctricos al reciclar o desechar su unidad base, el aplicador manual o el cartucho descartable.

## Explicación RAEE

 Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

## Viajar con su sistema mē

El sistema mē está diseñado con voltaje universal. Esto significa que puede utilizar el sistema en todo el mundo. Necesitará usar un adaptador para el enchufe, dado que los tomacorrientes de pared varían de un país a otro. Asegúrese de que el sistema mē no se humedezca al viajar.

**No** lo use en un ambiente húmedo.

## Resolución de problemas

Indicador	Qué significa	Cómo reaccionar
<b>Panel de control</b>		
Las luces no están encendidas.	El cable no está conectado.	Conecte el cable.
Todas las luces de nivel de potencia de elōs estan parpadeando.	No se selecciono el nivel de potencia de elōs.	Seleccione un nivel de elōs. El ventilador del aplicador comenzar a funcionar indicando que el cartucho est activo.
El botn de activacin elōs est parpadeando.	El nivel de potencia de elōs fue seleccionado. El botn de activacin de elōs destella para indicar que hay que presionarlo.	Pulse el botn de activacin del cartucho. El ventilador del aplicador comenzar a funcionar indicando que el cartucho elōs est activo.
La luz de encendido est parpadeando en color naranja.	Se ha detectado un error.	Para restablecer: 1. Desconecte el cable. 2. Espere hasta que todas las luces se apaguen (hasta 2 minutos). 3. Vuelva a conectar el cable y encienda el sistema. 4. Trasldese a una zona ms fresca con una temperatura ambiente de menos de 86 grados Fahrenheit (30 grados Celsius) y reinicie el sistema.
No se emiten destellos de luz de la ventana de tratamiento del cartucho.	1. Las barras de contacto con la piel de RF no estn en contacto con la piel en la zona de tratamiento. 2. El botn de activacin del cartucho no est presionado.	A fin de que el sistema destelle impulsos, asegrese de que se cumplan las 3 condiciones: Las barras de contacto con la piel de RF estn en contacto con la piel, el botn de activacin del cartucho est encendido y el nivel elōs est seleccionado.

Aplicador		
El botón de potencia eiōs en la base está parpadeando.	La ranura del cartucho está vacía.	Inserte la tapa de protección del cartucho o el cartucho.
El botón de activación del accesorio en la base está destellando.	La ranura del accesorio está vacía.	Inserte el adaptador para el rostro, el accesorio (rasuradora/depiladora) o una tapa de protección.
El indicador de nivel del cartucho está parpadeando.	Quedan pocos impulsos en el cartucho eiōs.	Prepare un nuevo cartucho para tenerlo a mano.
El indicador de nivel del cartucho está encendido permanentemente.	No quedan más impulsos en el cartucho eiōs.	Inserte un nuevo cartucho eiōs.
Otro		
Mi piel está enrojecida después del tratamiento.	La piel puede enrojecerse como resultado del tratamiento. Por lo general, este enrojecimiento desaparece en 24 horas.	Si el enrojecimiento persiste más de 24 horas después del tratamiento, interrumpa el uso del sistema mē y contáctese con su médico o con Asistencia al Cliente.
Casi no puedo observar una reducción del vello.	Asegúrese de seguir el protocolo sugerido y utilizar el tiempo de duración del tratamiento recomendado.	Los resultados específicos variarán de una persona a otra, de acuerdo con la zona del cuerpo tratada y de que se hayan seguido las instrucciones correctamente. Contáctese con Asistencia al Cliente para obtener ayuda.
Siento un poco de dolor y calor cuando aplico los destellos de luz. ¿Es esto normal?	Puede sentir calor, hormigueo o escozor. Se espera que este dolor y calor no sea más que moderado.	Si el dolor es severo/intenso o persiste durante más de 24 horas después del tratamiento, interrumpa el uso de mē y contáctese con su médico o con Asistencia al Cliente.

## Garantia e assistência

A HoMedics Inc. garante este produto contra defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 anos a partir da data da compra, com as seguintes excepções:

A presente garantia de produto HoMedics não abrange quaisquer danos provocados por utilização incorrecta ou indevida; acidente; afixação de qualquer acessório não autorizado, alteração do produto ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da HoMedics. Esta garantia só produz efeitos se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido / UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para funcionar em qualquer país que não o país para que foi concebido, fabricado, aprovado e / ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados devido a tais modificações não estão abrangidos por esta garantia. A HoMedics não será responsável por qualquer tipo de danos incidentais, consequenciais ou especiais.

Para beneficiar do serviço de garantia do seu produto, queira enviá-lo com portes pagos ao seu centro de assistência local, juntamente com o talão de compra com a data (como comprovativo de compra). Consulte o folheto informativo "Centro de Assistência HoMedics" para detalhes sobre o seu centro de assistência local. Uma vez recebido o produto, a HoMedics procederá à sua reparação ou substituição, consoante o caso, e devolver-lho-á com os portes pagos. A garantia só é válida através do Centro de Assistência HoMedics. A assistência a este produto por outra entidade que não o Centro de Assistência HoMedics anulará a garantia.

A presente garantia não afecta os direitos estatutários.

### Contacto do atendimento ao cliente:

SCYSE  
Aribau 230-240 7H  
08006 Barcelona  
SPAIN

sat@scyse.com  
+34932379068

## Información del fabricante

O mē foi fabricado pela Syneron Medical Ltd. e é distribuído no Reino Unido e na Irlanda pela HoMedics Group Ltd. A Syneron Medical Ltd. reserva-se o direito de efectuar alterações aos seus produtos ou especificações sem aviso prévio, no intuito de melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a capacidade de fabrico. Acredita-se que as informações fornecidas pela Syneron Medical Ltd. e pela HoMedics Group Ltd. são rigorosas e fiáveis. Todavia, a Syneron Medical Ltd. e a HoMedics Group Ltd. não fazem qualquer observação relativamente às mesmas e não assumem qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou de outro modo ao abrigo de qualquer patente ou direitos de patente da Syneron Medical Ltd. A Syneron Medical Ltd. tem patentes, pedidos de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual referentes ao produto mē.

A aquisição do mē e a disponibilização deste documento não concedem qualquer licença a estas patentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual, excepto conforme expressamente previsto em qualquer documento escrito oficial da Syneron Medical Ltd. Certifique-se de que lê todas as instruções antes de iniciar o tratamento!

Copyright © 2012 HoMedics Group Ltd. Todos os direitos reservados

## Etiquetas y símbolos

La etiqueta de identificación está adherida en la parte inferior de su sistema mē. Indica el nombre y la dirección del fabricante, los números de serie y piezas del sistema, los requisitos eléctricos y las normas reglamentarias con la que el diseño del sistema cumple.



Do Not use in wet environment



Class II equipment



Degree of protection against electric type BF applied part



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Follow operating instructions



This device comply with Part 15 of the (FCC) Federal Communications Commission Rules



CSA Mark for USA and Canada

Grado de protección contra el ingreso de agua: normal.

Este dispositivo no es apto para ser utilizado en presencia de una combinación de anestésico inflamable con aire o con oxígeno u óxido nítrico.

## Especificaciones

Espectro de luz: 550 – 1200 nm  
Óptica máx.: 4J/cm2  
Frecuencia de onda RF: 6.78 MHz  
Potencia de radiofrecuencia máx.:  
5 vatios  
RF conducida 5J/cm2

### Applicable Standards:

#### Safety Standards

EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)  
EN 60335-2-8  
EN 60335-2-23: 2003  
EN 60335-2-27: 2003  
EN 60825-9  
IEC 60601-1, 3ª edición  
IEC 60601-1, 2ª edición  
IEC 60601-1-11

#### EMC Standards

EN 61000-6-1:2007  
EN 61000-6-3:2007

Capacidad eléctrica: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensiones y peso: 20.5 x 15 x 9 cm

[A x L x H]1.17 kg

### Condiciones ambientales aceptables

#### Almacenamiento y transporte

Temperatura: 10°C - 55°C (50 °F- 131 °F)  
Humedad: 90% a 55° C  
Presión: 700-1060 hPa

#### Funcionamiento:

Temperatura: 10 °C – 30 °C (50 F- 86 °F)  
Humedad relativa: hasta 80% a 37 °C (99 °F)  
Altitud: hasta 3900 m (13,000 pies)

***Nota:** El sistema no funcionará por encima de los 30 °C (86 °F). Si el sistema fue guardado con un nivel alto de humedad, deje secar durante una hora antes de utilizarlo.*

# HOMEDICS®

Valide su garantía del sistema mē y reciba actualizaciones de productos y ofertas especiales en [www.memyelos.com](http://www.memyelos.com)



Enero de 2013. Todos los derechos reservados. Syneron y mē son marcas comerciales de Syneron Beauty Ltd. y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones.

Publicación 0113, REV. 01